



Inzii[®]

Sistemas de Retirada
de Especímenes

OFERTA COMPLETA DE BOLSAS DE RETIRADA DE ESPECÍMENES

El diseño con punta reforzada garantiza la integridad de los especímenes y minimiza el riesgo de contaminación

Un diseño innovador permite su introducción en puertos más pequeños para mejorar los procedimientos mínimamente invasivos

La bolsa permanece abierta e intacta durante la recuperación de especímenes

Inzii Universal Bolsa de 10mm en un dispositivo de 5mm*

Minimiza la necesidad de usar puertos mayores y mejora la versatilidad

Proporciona un diseño de ángulo extra largo que permite con facilidad la introducción del espécimen dentro de la bolsa





Inzii 12/15mm

Bolsa de 15mm en un dispositivo de 12mm*



Inzii 10mm

Bolsa de retirada de especímenes estándar

Aplicaciones en procedimientos

Permite una amplia gama de procedimientos laparoscópicos, incluidos los siguientes:



LAPAROSCÓPICO

Colecistectomía
Ooforectomía
Apendicectomía

Nefrectomía
Esplenectomía
Gastrectomía en manga



Oliva Guía

El cierre y reapertura de la bolsa permite la retirada de múltiples de especímenes





Sistema de Retirada Universal Inzii

Referencia	Tamaño Del Puerto	Volumen	Cantidad
CD003	5mm*	180ml	Caja/10



Sistema de Retirada Inzii 10mm

Referencia	Tamaño Del Puerto	Volumen	Cantidad
CD001	10mm	225ml	Caja/10



Sistema de Retirada Inzii 12/15mm

Referencia	Tamaño Del Puerto	Volumen	Cantidad
CD004	12mm*	1600ml	Caja/5

* Trocar Kii® de Applied Medical

Visite www.appliedmedical.com/inzii
para más información

© 2017 Applied Medical Resources Corporation. Reservados todos los derechos. Applied Medical, el diseño del logotipo de Applied Medical y las marcas designadas con el símbolo ® son marcas comerciales de Applied Medical Resources Corporation registradas en uno de los siguientes países o en varios: Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y/o la Unión Europea. SC01638G-SP